



SOLUCIONES EFICACES PARA LA OBSTETRICIA

Balón post-parto hemostático de Bakri

Catéter de maduración de cuello uterino

Balón Post-parto hemostático de Bakri




El balón post-parto de Bakri de SCW Medicath ofrece una solución para la reducción del sangrado uterino post-parto.

Se llena con suero salino estéril y tiene las siguientes ventajas:

- fácil de colocar y manejar
- seguro y eficiente produciendo la hemostasia
- puede ser usado para abordaje vaginal o en cesárea
- sistema de llenado rápido y seguro
- su composición de silicona médica previene problemas de pacientes con látex

Catéter de maduración de cuello uterino



El catéter de dilatación de cuello uterino se usa para la dilatación física del cervix que no está listo para la inducción. Mediante el llenado con suero salino, la dilatación física provocará que el cuello genere prostaglandinas de manera natural, provocando la maduración del cervix.

Entre sus ventajas están:

- acorta el proceso del parto, reduciendo el dolor**
- el grado médico en el material asegura la más alta seguridad**
- efectos comprobados sobre la maduración cervical**
- evita el uso de medicamentos para la maduración**
- la silicona médica evita problemas de pacientes alérgicas al latex**

Balón Post-parto hemostático de Bakri

Referencia: 43.01.20004

Presentación: 1 unidad

Catéter de maduración cervical

Referencia: 43.03.10001

Presentación: Caja de 10 unidades



Durgalab SLU.

c/Tanguillos nº1, Local 2ª

11100 San Fernando, Cádiz

www.durgalab.com

office@durgalab.com



Medicath Ltd.

SCW Medicath

**No. 4, 6th Baolong Road,
Baolong Industrial Park,
Longgang District,
Shenzhen 518116, China**

www.scwmed.com

sales@scwmed.com